

## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd138/Syndecan-1ウサギポリクローナル抗体 - P18827

商品番号: CM0017893



### 前書き

ヒトCD138/Syndecan-1（UniProt P18827）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。エクソソームおよび細胞外マトリックス研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名       | CD138/Syndecan-1 ウサギpAb                                        |
| 備考/別名     | SDC; CD138; SYND1; syndecan; CD138/Syndecan-1                  |
| 種         | ヒト                                                             |
| 遺伝子ID（ヒト） | 6382                                                           |
| 遺伝子ID     | 6382                                                           |
| 免疫原       | ヒトCD138/Syndecan-1（NP_002988.4）のアミノ酸25～240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来        | ウサギ                                                            |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                                      |
| アプリケーション  | WB、IHC-P、ELISA                                                 |
| 交差反応性     | ヒト、マウス                                                         |
| SWISS     | P18827                                                         |
| タンパク質分子量  | 32kDa                                                          |
| 配送        | 保冷バッグ                                                          |