

Anti-Cd13/Anpep モノクローナル抗体（Fc用） - P15144

商品番号: CM0004751



前書き

ヒトCD13/ANPEPを標的とするウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）アプリケーション用に特別に設計されています。免疫原はアミノ酸69-967をカバーしています。免疫学およびウイルス学研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD13/ANPEP mAb
備考/別名	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
種	ヒト
GeneID (ヒト)	290
GeneID	290
免疫原	ヒトCD13/ANPEP (NP_001141.2) のアミノ酸69-967に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P15144
タンパク質分子量	110kDa
配送	アイスバッグ