

フローサイトメトリー用Anti-Cd13/Anpepモノクローナル抗体 - P15144

商品番号: CM0007994



前書き

フローサイトメトリー用に検証された、ヒトCD13/ANPEP

(P15144)を標的とするウサギモノクローナル抗体。ペプチド消化、血管新生、およびウイルス侵入に関与する広範囲特異性のアミノペプチダーゼを標的とします。免疫表現型解析および機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD13/ANPEP mAb
備考/別名	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
種	ヒト
GeneID (ヒト)	290
GeneID	290
免疫原	ヒトCD13/ANPEP (NP_001141.2) のアミノ酸69-967に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P15144
タンパク質分子量	110kDa
配送	アイスバッグ