

抗Cd13/Anpepモノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P15144

商品番号: CM0003107



前書き

ヒトCD13/ANPEPを標的とする高品質モノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-

P、ELISAの各用途で検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。アミノペプチダーゼNの機能や宿主-ウイルス相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD13/ANPEP ウサギmAb
別名	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	290
遺伝子ID	290
免疫原	ヒトCD13/ANPEP (P15144) のアミノ酸350-450領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15144
タンパク質分子量	110kDa
輸送方法	保冷剤