

Wb、Ihc-P、Fc、Elisa用Anti-Cd13/Anpepモノクローナル抗体 - P15144

商品番号: CM0003503



前書き

WB、IHC-

P、FC、ELISA用に検証されたCD13/ANPEPウサギモノクローナル抗体。免疫原：組換えヒトCD13（aa 69-967）；分子量110kDa；アミノペプチダーゼNを標的とし、診断および研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD13/ANPEP Rabbit mAb
備考/別名	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	290
GeneID	290
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD13/ANPEP (NP_001141.2) のアミノ酸69-967に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15144
タンパク質分子量	110kDa
配送	アイスバッグ