

抗Cd13/Anpepポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P15144

商品番号: CM0030363



前書き

CD13/ANPEP

ウサギpAbはアミノペプチダーゼNを標的とするポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。タンパク質消化、血管新生、ウイルス感染機構の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD13/ANPEP ウサギpAb
別名	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	290
GeneID	290
免疫原	ヒトCD13/ANPEP (NP_001141.2) のアミノ酸668～967番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15144
タンパク質分子量	110kDa
発送方法	保冷剤