


If/Icc、Ihc、Elisa用抗Cd14モノクローナル抗体 - P08571

商品番号: CM0003506



前書き

ヒトCD14に対するウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAに適しています。自然免疫、LPSシグナル伝達、および単球/マクロファージの生物学を研究するための重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD14 Rabbit mAb
備考/別名	CD14
種	ヒト
GeneID	929
免疫原	ヒトCD14 (P08571) のアミノ酸250-350領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08571
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスパック