


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応

抗Cd141/トロンボモジュリンポリクローナル抗体 - P07204

商品番号: CM0029856



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗トロンボモジュリン抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのCD141/THBDを検出し、凝固と炎症を調節します。心血管系および止血研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD141/トロンボモジュリン ウサギpAb
備考/別名	TM, THRM, AHUS6, BDCA3, CD141, BDCA-3, THPH12, CD141/Thrombomodulin
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7056
遺伝子ID	7056
免疫原	ヒトCD141/トロンボモジュリン(NP_000352.1)のアミノ酸19〜515に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07204
タンパク質分子量	60kDa
輸送方法	保冷剤