


## 抗Cd141/トロンボモジュリン ウサギモノクローナル抗体 (Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa用) - P07204

商品番号: CM0002353



### 前書き

ヒトCD141/トロンボモジュリン（THBD）を標的とするウサギモノクローナル抗体。IHC-P、IF/ICC、フローサイトメトリー、ELISAで検証済み。血液凝固、炎症、血管内皮細胞生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | CD141/トロンボモジュリン ウサギmAb                                         |
| 備考/別名       | TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12; CD141/トロンボモジュリン |
| 種           | ヒト                                                             |
| GeneID (ヒト) | 7056                                                           |
| GeneID      | 7056                                                           |
| 免疫原         | ヒトCD141/トロンボモジュリンのアミノ酸19-515に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000352.1) |
| 由来          | ウサギ                                                            |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                      |
| アプリケーション    | IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA                                       |
| 交差反応性       | ヒト                                                             |
| SWISS       | P07204                                                         |
| タンパク質重量     | 60kDa                                                          |
| 配送          | アイスパッグ                                                         |