


Anti-Cd141/トロンボモジュリン ウサギPolymab® Wb、Ihc-P、If/Icc、Fc、Elisa対応 - P07204

商品番号: CM0006516



前書き

ヒトCD141/トロンボモジュリンに対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、FC、ELISAで実証済み。組換え免疫原。凝固、炎症、止血研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD141/トロンボモジュリン Rabbit PolymAb®
別名	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7056
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD141/トロンボモジュリンのアミノ酸19〜515番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_000352.1)
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07204
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	氷袋