

抗Cd142（組織因子）モノクローナル抗体（If/Icc、Fc用） - P13726

商品番号: CM0011610



前書き

ヒトCD142/組織因子を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光染色およびフローサイトメトリーで検証済み。組換え免疫原を使用し、ヒトと交差反応します。止血および凝固研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD142 mAb
備考/別名	TF; TFA; CD142
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2152
遺伝子ID	2152
免疫原	ヒトCD142の34-251アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_001984.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P13726
タンパク質重量	33kDa
配送	アイスバック