

Wb、Elisa用 抗Cd144 ウサギポリクローナル抗体 - P55284

商品番号: CM0023665



前書き

組換えタンパク質を免疫原として作出された、マウスCD144（VE-カドヘリン）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。内皮細胞接着および細胞間結合の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD144 Rabbit pAb
別名	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad; CD144
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	1003
遺伝子ID	12562
免疫原	マウスCD144 (NP_033998.2) のアミノ酸46-592番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P55284
タンパク質分子量	88kDa
配送方法	保冷剤