

Fc用 抗Cd144/VEカドヘリン モノクローナル抗体 - P33151

商品番号: CM0009513

前書き

ヒトCD144/VE-カドヘリンを標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーに適し、ヒトと交差反応性あり、タンパク質分子量88 kDa、組換え免疫原。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD144/VE Cadherin mAb
備考/別名	7B4; CD144
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1003
GeneID	1003
免疫原	ヒトCD144/VEカドヘリン (NP_001786.2) のアミノ酸48-593に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P33151
タンパク質分子量	88kDa
輸送	保冷バッグ