

Anti-Cd144/Ve Cadherin Monoclonal Antibody For Fc - P33151

商品番号: CM0003987

前書き

ヒトCD144/VEカドヘリンを標的とするウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用にて標識されています。内皮細胞の免疫表現型解析および血管生物学の研究に最適で、接着およびシグナル伝達の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD144/VE Cadherin mAb
備考/別名	7B4; CD144
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1003
遺伝子ID	1003
免疫原	ヒトCD144/VEカドヘリン(NP_001786.2)のアミノ酸48-593に相当する配列を含む組換えタンパク質/組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P33151
タンパク質分子量	88kDa
配送	氷袋