


Wb、Elisa用 Anti-Cd146 ポリクローナル抗体 - P43121

商品番号: CM0021329



前書き

ヒトCD146 (MUC18)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用。マウスおよびラットと交差反応します。細胞接着、メラノーマ転移、および内皮生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD146 Rabbit pAb
備考/別名	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4162
遺伝子ID	4162
免疫原	ヒトCD146 (NP_006491.2) のアミノ酸546-645領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43121
タンパク質分子量	72kDa
配送	アイスバッグ