

Wb、Elisa用抗Cd146ポリクローナル抗体 - Q8R2Y2

商品番号: CM0019677

前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギポリクローナルCD146抗体。ヒトおよびマウスに反応します。細胞接着分子MUC18を標的とし、メラノーマおよび血管生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD146ウサギpAb
備考／別名	CD146; CD149; Muc18; s-endo; l-gicerin; s-gicerin
種	マウス
GeneID（ヒト）	4162
GeneID	84004
免疫原	マウスCD146のアミノ酸24～563に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。（NP_075548.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8R2Y2
タンパク質分子量	71 kDa
輸送	保冷バッグ