

Wb、Ihc-P、Fc、Elisa用抗Cd146ウサギモノクローナル抗体 - Q8R2Y2

商品番号: CM0004699

前書き

ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を有し、WB、IHC-P、FC、ELISAで検証済みの高特異性CD146ウサギモノクローナル抗体。細胞接着およびメラノーマ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD146 ウサギmAb
備考/別名	CD146; CD149; Muc18; s-endo; l-gicerin; s-gicerin
種	マウス
GeneID (ヒト)	4162
GeneID	84004
免疫原	マウスCD146 (NP_075548.2) のアミノ酸24～563の配列に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、FC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8R2Y2
タンパク質分子量	71kDa
配送方法	保冷剤