


Wb、If/Icc、Elisa用抗Cd146/Mcamウサギモノクローナル抗体 - P43121

商品番号: CM0006916



前書き

ヒトCD146/MCAM（MUC18）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。免疫原：組換えタンパク質（アミノ酸26-350）。血管生物学およびメラノーマ転移の研究をサポートします。約72 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD146/MCAM ウサギmAb
備考/別名	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4162
免疫原	ヒトCD146/MCAMのアミノ酸26-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_006491.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P43121
タンパク質重量	72kDa
配送	アイスバッグ