


抗Cd146/Mcamウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P43121

商品番号: CM0007729



前書き

ヒトCD146/MCAM (P43121)
を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。W
B、IHC-
P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反
応性あり。細胞接着、メラノーマ進行、血管生物学の
研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD146/MCAM ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM; CD146/MCAM
種	ヒト
遺伝子ID	4162 (ヒト)
免疫原	合成ペプチド：ヒトCD146/MCAM (P43121) のアミノ酸547-646内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43121
タンパク質重量	72kDa
配送	アイスバッグ