


Wb、Ihc-P、If/Icc用抗Cd146/Mcamウサギモノクローナル抗体 - P43121

商品番号: CM0010982



前書き

ヒトCD146/MCAM（別名MUC18、MelCAM）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。組換え免疫原を使用し、ヒトとの交差反応性を確認済み。メラノーマの進行および内皮接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD146/MCAMウサギmAb
備考／別名	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4162
GeneID	4162
免疫原	ヒトCD146/MCAM（NP_006491.2）のアミノ酸24～559に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P43121
タンパク質分子量	72 kDa
輸送	保冷バッグ