


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cd146/Mcamウサギポリクローナル抗体 - P43121

商品番号: CM0016237



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用のヒトCD146/MCAMに対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞接着およびメラノーマ転移研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD146/MCAMウサギpAb
備考／別名	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM; CD146/MCAM
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4162
遺伝子ID	4162
免疫原	ヒトCD146/MCAM (NP_006491.2) のアミノ酸26〜350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P43121
タンパク質分子量	72kDa
輸送	保冷バッグ