

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cd147ウサギモノクローナル抗体 - P18572

商品番号: CM0002382



前書き

マウスサンプルにおけるWB、IHC-P、ELISA用に検証済みの抗CD147ウサギモノクローナル抗体。網膜発達、免疫細胞接着、および単カルボン酸輸送研究のためのbasigin (EMMPRIN) を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD147 ウサギ mAb
備考/別名	HT-7; CD147; EMMPRIN
種	マウス
GeneID (ヒト)	682
GeneID	12215
免疫原	マウスCD147 (NP_033898.1) のアミノ酸141-302に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P18572
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ