

抗Cd147/Bsg ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P35613

商品番号: CM0006123



前書き

ヒトCD147/BSG（Basigin、EMMPRIN）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用に適しており、マウスと交差反応します。腫瘍進行、血管新生、微生物感染の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD147/BSG ウサギmAb
備考／別名	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAb18G; EMMPRIN; CD147/BSG
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	682
遺伝子ID	682
免疫原	合成ペプチド ヒトCD147/BSG（P35613）のアミノ酸100～200番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P35613
タンパク質分子量	19kDa/22kDa/29kDa/42kDa
発送形態	保冷剤