

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd147/Bsgウサギモノクローナル抗体 - P35613

商品番号: CM0007067



前書き

ヒトCD147/BSG (aa 286-385エピトープ) を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAに適しています。がん生物学、網膜発生、宿主-病原体相互作用の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD147/BSGウサギmAb
備考／別名	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; CD147/BSG
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	682
遺伝子ID	682
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P35613
タンパク質重量	42kDa
輸送	保冷バッグ