

抗Cd147/Bsgウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Ip, Elisa用) - P35613

商品番号: CM0016940



前書き

ヒトCD147/BSG (Basigin/EMMPRIN) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAに対応。マウスおよびラットと交差反応性あり。CD147は腫瘍浸潤、血管新生、免疫細胞シグナル伝達、病原体侵入に関与。IVD研究およびアッセイ開発に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD147/BSG ウサギpAb
備考/別名	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; CD147/BSG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	682
免疫原	ヒトCD147/BSGのアミノ酸286-385の配列に対応する合成ペプチド (NP_001719.2)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35613
タンパク質重量	42kDa
配送	アイスバッグ