

フローサイトメトリー用抗Cd150/Slamモノクローナル抗体 - Q9Qum4

商品番号: CM0005180

前書き

マウス反応性ウサギ由来抗CD150/SLAMモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。免疫細胞の活性化と分化に関与する38 kDaのシグナル伝達リンパ球活性化分子(SLAMF1)を標的とし、免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD150/SLAM ウサギmAb
別名	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16; CD150/SLAM
種	マウス
GeneID (ヒト)	6504
GeneID	27218
免疫原	マウスCD150/SLAM (NP_038758.2) のアミノ酸25～242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	Q9QUM4
タンパク質分子量	38kDa
発送方法	保冷剤