

フローサイトメトリー用抗Cd150/Slamモノクローナル抗体 - Q13291

商品番号: CM0010925



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD150/SLAM (SLAMF1)

を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。免疫細胞調節に関与する37

kDaのシグナル伝達リンパ球活性化分子を認識します。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD150/SLAM mAb
備考/別名	SLAM; CD150; CDw150
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6504
遺伝子ID	6504
免疫原	ヒトCD150/SLAM (NP_003028.1) のアミノ酸21-237に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13291
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋