

## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cd151 ウサギポリクローナル抗体 - P48509

商品番号: CM0024279

### 前書き

ヒトCD151 (UniProt P48509) に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。テトラスパニン豊富化微小領域、細胞接着、遊走、血管新生の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | CD151 ウサギ pAb                                          |
| 備考/別名       | EBS7; GP27; MER2; RAPH; SFA1; PETA-3; TSPAN24; CD151   |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 977                                                    |
| GeneID      | 977                                                    |
| 免疫原         | ヒトCD151 (NP_004348.2) のアミノ酸113-221に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| 用途          | WB、IHC-P、ELISA                                         |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS       | P48509                                                 |
| タンパク質分子量    | 28kDa                                                  |
| 発送          | 氷袋                                                     |