

Wb、Elisa用 抗Cd152/Ctla-4 ポリクローナル抗体 - P16410

商品番号: CM0013365



前書き

ヒトCTLA-4（CD152）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性あり。約25kDaのバンドを検出。T細胞共抑制および免疫腫瘍学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD152/CTLA-4 ウサギ pAb
備考/別名	CD, GSE, GRD4, ALPS5, CD152, CTLA-4, IDDM12, CELIAC3, CD152/CTLA-4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1493
GeneID	1493
免疫原	ヒトCD152/CTLA-4（NP_005205.2）のアミノ酸49-223に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16410
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ