

抗Cd152/Ctla-4ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P16410

商品番号: CM0022324



前書き

ヒトCTLA-4 (CD152)

を検出するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。細胞外ドメインを標的とした組換え免疫原を使用しており、免疫チェックポイント研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD152/CTLA-4 ウサギpAb
備考/別名	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3; CD152/CTLA-4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1493
GeneID	1493
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P16410
タンパク質重量	25kDa
配送	アイスバッグ