

WbおよびElisa用抗Cd152/Ctla-4ウサギモノクローナル抗体 - P16410

商品番号: CM0007331



前書き

ヒトCD152/CTLA-4 (CTLA4) を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。免疫原：組換えタンパク質。ヒトとの交差反応性があります。T細胞免疫調節および免疫チェックポイント研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD152/CTLA-4ウサギmAb
備考／別名	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3; CD152/CTLA-4
種	ヒト
GeneID	1493
免疫原	ヒトCD152/CTLA-4 (NP_005205.2) のアミノ酸37～162に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16410
タンパク質分子量	25kDa
配送	保冷バッグ