

フローサイトメトリー用 抗Cd153 モノクローナル抗体 - P32971

商品番号: CM0004869

前書き

で標識されたヒトCD153 (CD30L)
モノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。T細胞増殖およびCD30/CD30Lシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD153 mAb
備考／別名	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	944
GeneID	944
免疫原	組換えタンパク質。ヒトCD153 (NP_001235.1) のアミノ酸63～234番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32971
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷剤