


Anti-Cd155/Pvr モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P15151

商品番号: CM0005081



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのCD155/PVRラビットモノクローナル抗体。ヒトCD155/PVR（NK細胞接着分子およびポリオウイルス受容体）と反応し、腫瘍の免疫回避に関与します。がんおよび免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD155/PVR Rabbit mAb
備考/別名	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5817
GeneID	5817
免疫原	ヒトCD155/PVR (NP_006496.4) のアミノ酸21-343に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15151
タンパク質分子量	45kDa
配送	アイスバッグ