


フローサイトメトリー用抗Cd157/Bst-1モノクローナル抗体 - Q10588

商品番号: CM0005532



前書き

フローサイトメトリー用コンジュゲートウサギ抗ヒトCD157/BST-

1モノクローナル抗体。サイクリックADP-

リボースシグナル伝達に参与するGPIアンカー型酵素であるCD157/BST-

1を標的とします。ヒト検体の免疫表現型解析および機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD157/BST-1 mAb
略称/別名	CD157; cADPR2; BST1
対象種	ヒト
遺伝子ID	683
免疫原	ヒトCD157/BST-1 (NP_004325.2) のアミノ酸29〜292番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q10588
タンパク質分子量	36kDa/29kDa
発送方法	保冷剤