

フローサイトメトリー用抗Cd158A/Kir2Dl1モノクローナル抗体 - P43626

商品番号: CM0004705



前書き

ヒトCD158a/KIR2DL1に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。HLA-Cアレルと相互作用する抑制性NK細胞受容体を認識します。分子量：38/41 kDa。SWISS：P43626。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Rabbit anti-Human CD158a/KIR2DL1 mAb
備考/別名	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR22I; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3802
免疫原	ヒトCD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2) のアミノ酸22-245に対応する配列を含む組換えタンパク質/組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P43626
タンパク質分子量	38kDa/41kDa
輸送方法	保冷剤