

Fc用 抗Cd16 ビオチン化モノクローナル抗体 - P08637 / O75015

商品番号: CM0010040



前書き

ヒトおよびカニクイザルCD16 (FCGR3A/FCGR3B) に対するビオチン化ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済み。ADCCおよびNK細胞研究に適しています。標的はP08637/O75015です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン化ウサギ抗ヒト/サルCD16 mAb
備考/別名	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIA; FcGRIIA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2214/2215
遺伝子ID	2214/2215
免疫原	ヒトCD16 (P08637/O75015) のアミノ酸20-208に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08637/O75015
タンパク質分子量	29KDa/26KDa
発送	保冷剤