

抗Cd16モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08637 / O75015

商品番号: CM0007748



前書き

ヒトおよびカニクイザルのサンプルを用いたフローサイトメトリー（FC）で検証済みの、抗CD16ウサギモノクローナル抗体。ADCC、NK細胞、および腫瘍免疫研究を目的として、FCGR3A/FCGR3B（CD16a/CD16b）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD16 モノクローナル抗体
備考/別名	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2214/2215
GeneID	2214/2215
免疫原	組換えタンパク質：ヒトFCGR3A/FCGR3B（P08637/O75015）のアミノ酸20-208に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08637/O75015
タンパク質重量	29KDa/26KDa
配送	アイスバッグ