

Anti-Cd16 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P08637 / O75015

商品番号: CM0005111



前書き

ヒトCD16（FcγRIIIA）を認識するウサギモノクローナル抗体で、マウスとの交差反応性を示します。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みであり、ADCCおよび免疫機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD16 Rabbit mAb
備考/別名	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIA; FcGRIIA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2214/2215
遺伝子ID	2214/2215
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD16のアミノ酸20-208に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(P08637)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P08637/O75015
タンパク質分子量	29KDa/26KDa
配送	アイスバッグ