

Anti-Cd16 ウサギモノクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - P08637/O75015

商品番号: CM0007702



前書き

ヒトCD16 (FCGR3A/FCGR3B)

を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。W
B, IHC-P, IF/ICC, ELISA

で検証済み。ヒト、ラット、カニクイザルと交差反応
します。ADCCおよびNK細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD16 Rabbit mAb
備考/別名	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2214/2215
免疫原	ヒトCD16b (NP_000561.3) のアミノ酸20-208に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット、カニクイザル
SWISS	P08637/O75015
タンパク質分子量	29 kDa/26 kDa
配送	氷袋