

Wb、If-P、Fc、Elisa用抗Cd161ウサギモノクローナル抗体 - Q12918

商品番号: CM0006314



前書き

ヒトCD161（KLRB1）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、FC、ELISAで検証済み。25 kDaのタンパク質を検出します。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。NK細胞および免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD161ウサギmAb
備考／別名	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRPIA; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
種	ヒト
GeneID	3820
免疫原	ヒトCD161（NP_002249.1）のアミノ酸67～225に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、FC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12918
タンパク質分子量	25kDa
配送	保冷バッグ