

If-P、Ihc-P、Fc、Elisa用 抗Cd162/Psgl-1 ウサギ モノクローナル抗体 - Q3Ta56

商品番号: CM0011277

前書き

マウスCD162/PSGL-1（SWISS Q3TA56）を標的とするウサギモノクローナル抗体。IF-P、IHC-P、FC、ELISAアプリケーションで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。研究およびIVDアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD162/PSGL-1 ウサギmAb
備考/別名	CD162; Psgl1; Selpl1; Selpl; Psgl-1
種	マウス
GeneID (ヒト)	6404
GeneID	20345
免疫原	マウスCD162/PSGL-1（NP_033177.3）のアミノ酸18-320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, IHC-P, FC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q3TA56
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ