


Anti-Cd162/PSgl-1 ウサギモノクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - Q14242

商品番号: CM0007644



前書き

ヒトCD162/PSGL-1（P-セレクチン糖タンパク質リガンド1）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。炎症および白血球接着研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD162/PSGL-1 ウサギ mAb
備考/別名	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6404
GeneID	6404
免疫原	ヒトCD162/PSGL-1 (NP_002997.2) のアミノ酸42-295に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14242
タンパク質分子量	43KDa/44KDa
配送	アイスバッグ