


Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Cd162/Psgl-1ウサギPolymab®モノクローナル抗体 - Q14242 / Q3Ta56

商品番号: CM0008081



前書き

ヒト／マウスCD162/PSGL-

1に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IF-P、IHC-

P、ELISAアプリケーションで検証済み。炎症における白血球ローリングの主要なメディエーターであるヒト、マウス、ラットのPSGL-1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD162/PSGL-1ウサギPolymAb®
備考／別名	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
種	ヒト／マウス
遺伝子ID (ヒト)	6404
遺伝子ID	6404/20345
免疫原	ヒト／マウスCD162/PSGL-1の組換えタンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14242/Q3TA56
タンパク質分子量	43kDa/42kDa
輸送	保冷バッグ