


Anti-Cd163 Rabbit Polymab® For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Vb7 / Q2Vlh6

商品番号: CM0004316



前書き

CD163 (M130)

を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラット、カンクイザルのサンプルにおいて、WB、IHC-P、IF-P、ELISAで検証済みです。マクロファージおよび炎症研究に最適で、約121-125 kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	CD163 Rabbit PolymAb®
備考/別名	M130; MM130; SCAR11; CD163v2; CD163v3
種	ヒト/マウス
GeneID (ヒト)	9332
GeneID	9332/93671
免疫原	ヒト/マウス CD163の組換えタンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
ヒト、マウス、ラット、カンクイザル	
SWISS	Q86VB7/Q2VLH6
タンパク質分子量	121kDa/125kDa
配送	アイスバッグ