

Wb、Elisa用 抗Cd163L1 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nr16

商品番号: CM0015907



前書き

ヒトCD163L1

(M160)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットと反応します。スカベンジャー受容体機能やマクロファージ生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD163L1 ウサギ pAb
備考/別名	WC1; M160; STAR; CD163B; SCAR12; CD163L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	283316
GeneID	283316
免疫原	ヒトCD163L1 (NP_777601.2) のアミノ酸350-550に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9NR16
タンパク質分子量	159kDa
発送	保冷バッグ