


フローサイトメトリー用抗Cd166/Alcam モノクローナル抗体 () - Q13740

商品番号: CM0012306



前書き

フローサイトメトリー用、組換えウサギ抗ヒトCD166/ALCAM モノクローナル抗体 (クローン:)。T細胞活性化や造血に関与する免疫グロブリン超ファミリー細胞接着分子、CD166 (ALCAM) を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD166/ALCAM mAb
備考/別名	MEMD; CD166
種	ヒト
GeneID (ヒト)	214
GeneID	214
免疫原	ヒトCD166/ALCAMのアミノ酸28-526に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001618.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13740
タンパク質分子量	65kDa
輸送	保冷バッグ