


Wb、If/Icc、Elisa用抗Cd166/Alcamモノクローナル抗体 - Q13740

商品番号: CM0006732



前書き

ヒトCD166/ALCAMを標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。細胞接着、T細胞活性化、および免疫学的シナプス形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD166/ALCAM Rabbit mAb
備考/エイリアス	MEMD; CD166; CD166/ALCAM
種	ヒト
GeneID (ヒト)	214
GeneID	214
免疫原	ヒトCD166/ALCAMのアミノ酸28-526に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_001618.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13740
タンパク質分子量	65kDa
配送	氷袋