

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cd168/Rhammモノクローナル抗体 - O75330

商品番号: CM0003524

前書き

ヒトCD168/RHAMM（O75330）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに最適で、ヒトおよびマウスと交差反応します。ヒアルロン酸を介した細胞運動と癌転移の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD168/RHAMM ウサギmAb
備考／別名	CD168; IHABP; RHAMM; CD168/RHAMM
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3161
遺伝子ID	3161
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75330
タンパク質分子量	84kDa
配送方法	保冷剤