

## Anti-Cd168/Rhammポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O75330

商品番号: CM0028334

### 前書き

ヒトCD168/RHAMMに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。ヒアルロン酸媒介性細胞運動および転移の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名         | CD168/RHAMM Rabbit pAb                                   |
| 備考/別名       | CD168; IHABP; RHAMM; CD168/RHAMM                         |
| 種           | ヒト                                                       |
| GeneID (ヒト) | 3161                                                     |
| GeneID      | 3161                                                     |
| 免疫原         | ヒトCD168/RHAMM (NP_001136028.1) のアミノ酸341-440に相当する組換えタンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                      |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS       | O75330                                                   |
| タンパク質分子量    | 84kDa                                                    |
| 配送          | アイスバッグ                                                   |