

Wb、If、Elisa用 抗Cd168/Rhammウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み） - O75330

商品番号: CM0017041

前書き

ヒトCD168/RHAMMを標的とするウサギポリクローナル抗体。KO検証済み。組換え免疫原（aa1-300）を使用。WB、IF/ICC、ELISAでヒアルロン酸受容体を検出します。細胞運動、転移、シグナル伝達の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CD168/RHAMMウサギpAb
備考／別名	CD168; IHABP; RHAMM; MM
生物種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3161
遺伝子ID	3161
免疫原	ヒトCD168/RHAMMのアミノ酸1〜300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001136028.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75330
タンパク質分子量	84kDa
輸送	保冷バッグ